

表一 凱氏氮參考樣品檢測結果

| 配製值<br>(mg/L) | 檢測值<br>(mg/L) | 準確度<br>(%)  | 精密度<br>RSD (%) |
|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 0.50          | 0.524         | 108.8 ± 5.8 | 5.3            |
|               | 0.513         |             |                |
|               | 0.582         |             |                |
|               | 0.520         |             |                |
|               | 0.555         |             |                |
|               | 0.570         |             |                |
| 1.48          | 1.486         | 105.1 ± 2.8 | 2.7            |
|               | 1.582         |             |                |
|               | 1.575         |             |                |
|               | 1.588         |             |                |
|               | 1.545         |             |                |
| 8.193         | 8.921         | 103.7 ± 4.6 | 4.4            |
|               | 8.527         |             |                |
|               | 8.104         |             |                |
|               | 8.816         |             |                |
|               | 8.127         |             |                |

註1：本數據由環保署環境檢驗所測定。

註2：本凱氏氮參考樣品之檢測結果，係將水樣先經過消化、蒸餾等前處理檢測後，再以水中氨氮檢測方法-靛酚比色法（NIEA W448.50B）執行上機比色分析。