

表二 凱氏氮查核樣品及添加樣品分析檢測結果

查核樣品分析			添加樣品分析	
配製值 (mg/L)	檢測值 (mg/L)	回收率 (%)	添加量 (mg/L)	回收率 (%)
0.20	0.218	109.0	0.40	103.7
	0.217	108.5		102.7
	0.175	87.5		106.5
	0.187	93.5		94.1
	0.204	102.0		91.9
	0.193	96.5		—
	0.211	105.5		—
	0.201	100.5		—
	0.184	92.0		—
平均值	0.199	99.4	平均值	99.8
RSD (%)	7.62		RSD (%)	6.41

註：查核樣品及添加樣品係以凱氏氮儲備溶液配製。